

Корректор осанки с ребр.жестк. 2011 М

Применение: Корректор осанки с ребрами жесткости корректирует неправильную осанку, уменьшает боли в верхнем отделе спины, вызванные кифозом, сколиозом, остеопорозом или артритом, предотвращает деформации позвоночника. Применяется в период реабилитации после операций и травм грудного отдела позвоночника. Эластичные ремни удерживают плечи в правильном положении. Стальные ребра жесткости улучшают осанку и помогают удерживать позвоночник прямо

Характеристики:

- Два ребра жесткости из стали помогают выровнять спину и обеспечить правильную осанку
- Широкие ремни корректора мягко распределяют давление на плечи
- Эластичные ремни комфортно располагаются вокруг туловища

Таблица размеров:

Наименование измерений	Размеры					Максимальные отклонения
	S	M	L	XL	XXL	
Обхват груди на уровне лопаток, см	64-76	77-89	90-102	103-116	117-130	±1,0 см

Советы

Корректор осанки рекомендуется надевать непосредственно на нижнее белье из хлопка. Закрепите корректор осанки на животе с помощью застежки «липучка». Убедитесь, что ребра жесткости расположены симметрично относительно позвоночного столба. Пропустите ремни корректора под мышками и перекрестите их на спине. При расправленных плечах зафиксируйте эластичные ремни под грудой клеткой. Индивидуальный режим и сроки ношения корректора осанки определяет врач.